



AANBEVOLEN VERZORGINGSSCHEMA GELAATSULTRASOON LONGIDERM volgens HUIDTYPE *

LONGIDERM

NORMALE HUID

GEMENGDE HUID

DROGE HUID

GEVOELIGE HUID

**COLLAGEENAANMAAK
VERHOGEN**

COMPLEXE RÉPARATEUR

SÉRUM HYDROCAPTEUR

**HUIDHYDRATATIE
VERHOGEN**

SÉRUM HYDROCAPTEUR

*Behandel droge zones intensiver dan omliggende huid, 3 x per week.
Breng eventueel tweemaal serum aan tijdens de verzorging op deze zones.*

**OUDERDOMSVLEKKEN
VERVAGEN**

COMPLEXE RÉPARATEUR

Het Complexe aanbrengen op ouderdomsvlek en inmasseren met ultrasoon, 3 x per week. Intensiever gebruik kan mits voorafgaand advies van uw huidspecialist.

**ZON & MILIEUSCHADE
TEGENGAAN**

COMPLEXE RÉPARATEUR

SÉRUM HYDROCAPTEUR

**GELAATSCONTOUREN
VERSTEVIGEN**

COMPLEXE RÉPARATEUR

SÉRUM HYDROCAPTEUR

**LYMFEDRAINAGE
GELAAT & HALS**

SÉRUM HYDROCAPTEUR

gelaat & hals 'high stand' - huid rond ogen 'low stand'

**ONZUIVERHEDEN &
ACNEHUID VERZORGEN**

**DUO COMPLEXE
& Fysiologisch water**

Reinig de huid met de DERMO-NETTOYANT, spoel met lauw water. Gebruik ultrasoon om onzuiverheden en poriën mechanisch te reinigen. Gebruik hiervoor fysiologisch water. Reinig opnieuw uw huid, en werk af met de LOTION RÉGÉNERANTE.

**LITTEKENS
VERVAGEN**

SÉRUM HYDROCAPTEUR

Het serum aanbrengen op het litteken en inmasseren met ultrasoon; 1 à 2 x per dag, dit volgens advies van uw arts of huidspecialist.

* dit schema is louter informatief. Vraag raad aan uw huidspecialist.